


BAUERFEINDS PRODUKTEGENSKAPER PLUSS FOR FUNKSJON, KVALITET OG BRUKSKOMFORT

+ TRAIN-STRIKKEMATERIALE

Den tredimensjonale overflaten av det pustende materialet muliggjør en jevn mikrosirkulasjon og vekslende kompresjon under bevegelse.

Slik kan smerter lindres og ødemer reduseres raskere. Muskelstabiliseringen støtter det fysiologiske bevegelsesforløpet.

Train-strikkematerialet ligger tett mot kroppen og består av ulike soner for bedre effekt, komfort og klima.



+ KOMFORTSONE

På spesielt sensitive deler av kroppen, som for eksempel rundt ledd, utstikkende knoker eller i kantsoner, tilbyr vi særlig tøyelig materiale for bedre brukskomfort, minimalt trykk og enklere av- og påkledning.



+ HUDVENNLIG OG PUSTENDE

Det er særlig viktig for oss å imøtekomme mange brukeres ønske om ekstra hudvennlige produkter. Vi utvikler derfor materialer som ligger behagelig og pustende mot huden samt sitter på plass uten å skli.



+ VITENSKAPELIG BEVIST

Tallrike kliniske studier utført av uavhengige institutter beviser den medisinske virkningen og effektiviteten til de innovative materialene, komponentene og fremgangsmåten til våre produkter.



MalleoTrain®

Avlastning og stabilisering
av ankelen



lateral pelotte



medial pelotte



pelotter som er tilpasset til indre og
ytre ankelknoke

INDIKASJONER

- Kroniske, postoperative og posttraumatiske irritasjoner, f. eks. etter distorsjoner
- Artrose og artritt, leddhevelser og hevelser
- Tendomyopati
- Insuffisiens av leddbånd
- Tidlig / konservativ behandling
- Residivprofylakse

FORDELER OG VIRKEMÅTER

- Den eksterne komprimeringen framskynder resorpsjonen av ødemer, effusjoner og hematomer
- Pelottene bevirker en omfordeling av bandasjekompresjonen fra prominent malleol til det omgivende bløtvevet
- Nevromuskulær leddstabilisering med materialkompresjon
- Under bevegelsen oppstår det en intermitterende kompresjon som stimulerer blodgjennomstrømming til leddkapler og senefester
- Optimert holdbarhet også ved høy belastning, takket være søm som er forsterket med et elastisk bånd

BAUERFEIND PLUS

- + Enkel håndtering
- + Hudvennlig og pustende
- + Train-strikkemateriale

BESTILLINGSMULIGHETER

Farger: natur, svart, titan

Utførelser: høyre, venstre

LEVERINGSOMFANG

inkludert påkleddingshjelp

VITENSKAPELIG BEVIST^A

- 80 % av deltakerne var **smertefrie etter 14 dager**

STØRRELSE	1	2	3	4	5	6		
Ankelomkrets (cm)	17–19	19–21	21–23	23–25	25–27	27–29		

Skreddersydd: Du finner de nøyaktige målepunktene i bestillingsskjemaet eller målearket på side 104.



^A O'Hara J., Valle-Jones C. J., Walsh H., O'Hara H., Davey N. B., Hopkin-Richards H. and Butcher R. M. Controlled trial of an ankle support (MalleoTrain) in acute ankle injuries, Br J Sp Med 1992; 26(3)

MalleoTrain® Plus

Forbedret stabilisering og avlastning av ankelen med funksjonelt beltesystem



lateral pelotte



medial pelotte



Beltesystem viklet i åttetall



Beltesystem

INDIKASJONER

- Kroniske, posttraumatiske eller postoperative irritasjonstilstander
- Postoperativ rehabilitering
- Tidlig behandling av leddkapselskader i øvre eller nedre ankelledd
- Leddbåndinsuffisiens / ustabilitet i leddbånd
- Supinasjonsprofylakse, særlig ved økt aktivitetsnivå

FORDELER OG VIRKEMÅTER

- Stabiliserer bevegelsesflatene til ankelen og virker antisupinatorisk, takket være et tretrinns beltesystem (elastisk, uelastisk, delvis elastisk)
- Fungerer som en funksjonell teipbandasje og forbinder mellomfoten med den distale leggen ved hjelp av et vertikalt åttetall
- Ekstra stabilitet med mediale og laterale pelotter, som holdes tett på plass av et åttetallsformet belte
- Nevromuskulær leddstabilisering med materialkompresjon
- Optimert holdbarhet også ved høy belastning, takket være søm som er forsterket med et elastisk bånd

BAUERFEIND PLUS

- + Enkel håndtering
- + Hudvennlig og pustende
- + Train-strikkemateriale

BESTILLINGSMULIGHETER

Farge: titan

Utførelser: høyre, venstre

LEVERINGSOMFANG

inkludert påkledningshjelp

STØRRELSE	1	2	3	4	5	6		
Ankelomkrets (cm)	17-19	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29		



GenuTrain®

Aktivering, avlastning og stabilisering
av kneleddet





Omega+ Pad



Train-strikkemateriale



Integrert på- og avkleddingshjelp



Komfortabel knehase



Comfort-størrelser

INDIKASJONER

- Tendinopati, tendomyopati, overstrekk av laterale leddbånd, meniskskader, kroniske, posttraumatiske eller postoperative irritasjonstilstander
- Periodisk blokkering og hevelse i ledd
- Gonartrose / artritt (leddslitasje / leddbetennelse)
- Forebygging / residivprofylakse
- Følelse av ustabilitet

FORDELER OG VIRKEMÅTER

- Påviselig avlastning og stabilisering av kneleddet, takket være den målrettede aktiveringen av leddstabiliserende muskulatur
- Massasje av menisken ved hjelp av sidevinger minsker smertefølelsen
- Fremmer kneets stoffskifte og selvheling, takket være Hoffa-punktene stimulerende virkning på Hoffas fettpute
- Kompleks stimulering av mekanosensorer forbedrer koordinasjonen, sensomotorikken og det fysiologiske bevegelsesløpet
- Forbedrer bevegeligheten ved å massere spente muskler, sener og fascier
- Fremskynder resorpsjonen av ødemer og hevelser, og støtter helbredelsesprosessen ved irritasjonstilstander
- De pustende virkesonene og svært myke komfortsonene på det anatomisk formede Train-strikkematerialet muliggjør best mulig brukskomfort med optimal medisinsk virkning

BAUERFEIND PLUS

- + Enkel håndtering
- + Hudvennlig og pustende
- + Train-strikkemateriale
- + Komfortsone

BESTILLINGSMULIGHETER

Farger: natur, svart, titan

Utførelser: lik utforming for høyre og venstre side


Valgfritt:

Silikonisering:
Standardstørrelser (svart, titan),
Comfort-størrelser (natur, svart, titan)

BEVIST I STUDIE^A

- 89 % av deltakerne opplevde **forbedret stabilitet i kneet**
- Målbar **redusert belastning av kneleddet**
- Påviselig **reduksjon av smerter** ved bruk av bandasjen

STØRRELSE		0	1	2	3	4	5	6	7
Standard	Omkr. oppe (cm)	35–38	38–41	41–44	44–47	47–50	50–53	53–56	56–59
	Omkr. nede (cm)	25–28	28–31	31–34	34–37	37–40	40–43	43–46	46–49
Comfort	Omkr. oppe (cm)				47–50	50–53	53–56	56–59	59–62
	Omkr. nede (cm)				34–37	37–40	40–43	43–46	46–49



⌀ 14 cm ⌀ 12 cm

^A Schween R, Gehring D, Gollhofer A. «Immediate effects of an elastic knee sleeve on frontal plane gait biomechanics in knee osteoarthritis». PLoS One. 2015 Jan 26;10(1):e0115782. doi: 10.1371 / journal.pone.0115782. eCollection 2015.

GenuTrain® P3

Sentrering og sikring av patella, ved hjelp av justeringsrem



Patellapelotte



Justeringsrem



Detoniseringspelotte

INDIKASJONER

- Patellalateralisering
- Utstående kneskål (patella alta)
- Etter lateral-release-operasjon
- Irritasjonstilstander i kneleddet (patellofemoralt smertesyndrom, patellar kondropati, kondromalasi, patellar tendinopati / hopperkne, løperkne)
- Følelse av ustabilitet

FORDELER OG VIRKEMÅTER

- Sentrering og beskyttelse av patella i sin fysiologiske bevegelse, takket være funksjonelt formet pelotte og individuelt justerbar. Denne motvirker lateral forskyvning av kneskålen.
- Friksjonspunkter på distal del av pelotten masserer Hoffas fettpute, og virker både trykkavlastende og smertedempende
- Avslapning av tractus iliotibialis og redusert strekk på kneskålen med enestående detoniseringspelotte
- Forbedret proprioepsjon med proksimal forlengelse av musculus vastus medialis
- Raskere resorpsjon av ødemer og effusjoner, takket være medisinsk virksom kompresjon og massasje med vekslende trykk under bevegelse

BAUERFEIND PLUS

- + Enkel håndtering
- + Hudvennlig og pustende
- + Train-strikkemateriale
- + Komfortsone

BESTILLINGSMULIGHETER

Farger: natur, svart, titan


Utførelser: høyre, venstre

Valgfritt:

Silikonisering (kun titan), heftbånd, skreddersydd (natur, titan)

STØRRELSE

	1	2	3	4	5	6
Omkrets oppe (cm)	39-42	42-45	45-48	48-51	51-54	54-57
Omkrets nede (cm)	28-31	31-34	34-37	37-40	40-43	43-46



17 cm 15 cm

GenuPoint®

Målrettet avlastning og føring av patellarsenen



Pelotte med friksjonsknotter

INDIKASJONER

- Irritasjon i området rundt patellarsenen (patellofemoralt smertesyndrom, chondropathia patellae, patellar tendinopati / hopperkne)

FORDELER OG VIRKEMÅTER

- Føring og avlastning av patellarsenen med presis kompresjon
- De viskoelastiske pelottene med spesielle trykkpunkter masserer typiske smerteområder, lindrer ubehag og forbedrer koordinasjonen
- Dynamisk trykktilpasning og behovstilpasset kompresjon med individuelt justerbart belte
- Maksimal bevegelsesfrihet takket være anatomisk form

BAUERFEIND PLUSS

- + Enkel håndtering
- + Hudvennlig og pustende

BESTILLINGSMULIGHETER


Farger: svart, titan

Utførelser: lik utforming for høyre og venstre side

VITENSKAPELIG BEVIST^A

- **Mindre smerter og forbedret proprioepsjon**

STØRRELSE	1	2	3
Omkrets (cm)	28 – 30	30 – 35	35 – 44



ManuTrain®

Avlastning og stabilisering
av håndleddet



To anatomisk formede pelotter

INDIKASJONER

- Kroniske, posttraumatiske eller postoperative irritasjonstilstander
- Distorsjoner (håndleddsskader, f.eks. forstuinger)
- Artrose (leddslitasje)
- Ustabilitet, f.eks. ved fjærende albue
- Tendovaginit (seneskjebetennelse)
- Forebyggelse / residivprofylakse

FORDELER OG VIRKEMÅTER

- Stabilisering og aktivering av håndleddet med jevn kompresjon rundt leddet
- Viskoelastiske, anatomisk formede pelotter gir trykkavlastning av nerver og blodkar
- Indikasjonstilpasset stabilisering av hånden med justerbar håndflateskinne
- Forsterket avlastning av håndleddet ved bruk av håndflateskinne og borrelåsbånd
- Irritasjonsfritt grep takket være sømløst strikkemateriale mellom tommel og pekefinger

ANVISNINGER FOR BRUK

- Formbar håndflateskinne muliggjør indikasjonstilpasset funksjonsinnstilling av hånden

BAUERFEIND PLUS

- + Enkel håndtering
- + Hudvennlig og pustende
- + Train-strikkemateriale
- + Komfortsone

BESTILLINGSMULIGHETER

Farger: natur, svart, titan

Utførelser: høyre, venstre

LEVERINGSOMFANG

inkludert påkleddingshjelp

VITENSKAPELIG BEVIST^A

- **Tydelig lindring av ubehag** etter 2 uker

STØRRELSE	1	2	3	4	5	6
Omkrets håndledd (cm)	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20



^ASpallek M., Akute Handgelenk- und Unterarmbeschwerden; Schnell wieder fit mit muskelaktivierender Bandage; Ärztliche Praxis, 44. Jahrgang, Nr. 20, S. 12 – 14, 1992

EpiTrain®

Avlastning og stabilisering av albueleddet


NYHET



Epicon+ Pads (pelotter)



Epicon+ Pads (pelotter) på produktet



Komfortabel albuebøyning



Langt strikkemateriale på overarm



Train-strikkemateriale

INDIKASJONER

- Posttraumatiske eller postoperative irritasjonstilstander, f.eks. epikondylitt
- Artrose / artritt (leddslitasje / leddbetennelse)
- Tendinopati (degenerativ sykdom i sener)
- Tendomyopati (sykdom i muskelsener)
- Forebyggelse / residivprofylakse

FORDELER OG VIRKEMÅTER

- Terapeutisk komprimering, spesialstrukturert overflate, med høy-lav strikkemateriale, sammen med Epicon + Pads (pelotter), gir merkbar avlastning og målrettet smertelindring
- Viskoelastiske Epicon+ Pads (pelotter), med epikondylutsparinger, sørger for en omfordeling av kompresjonen fra epikondylene til det tilstøtende bløtvevet, og muliggjør en sikker plassering av bandasjen
- Den myke og spesielt pustende komfortsonen i albuebøyningen, til det anatomisk formede Train-strikkematerialet, gir ypperlig bærekomfort
- Epicon+ Pads (pelotter) avlaster epikondylene, og massasjenuppene utøver en velgjørende massasje ved bevegelse, med vekslende trykk på muskel- og senefestene

BAUERFEIND PLUS

- + Enkel håndtering
- + Hudvennlig og pustende
- + Train-strikkemateriale
- + Komfortsone

BESTILLINGSMULIGHETER

Farger: natur, svart, titan

Utførelser: lik utforming for høyre og venstre side


Valgfritt: Skreddersydd i natur og titan, silikonbånd, borrelås

VITENSKAPELIG BEVIST^A

- **50 % mindre smerter etter 14 dager** med behandlingsstart med EpiTrain (kontrollgruppe: - 19 %)

STØRRELSE

	0	1	2	3	4	5	6
Største omkrets underarm (cm)	21-23	23-25	25-27	27-29	29-31	31-33	33-35



^A Valle-Jones et al., Controlled trial of an elbow support (EpiTrain) in patients with acute painful conditions of the elbow: a pilot study, Curr. Med. Res. Opin., 12, S. 224-233, 1990